

# Sebexol® Creme-Lotio mit pH-Wert 5



## Die Pflege empfindlicher Haut

### Anwendungsgebiete

- Zur Pflege empfindlicher, rauer und rissiger Haut am ganzen Körper.
- Auch zur Intensivpflege rissiger Haut bei Neurodermitis und Psoriasis. Bei geschlossener Haut empfehlen wir Sebexol® Lotio cum urea 5 %.
- Für den intertriginösen (Genitoanalbereich) und interdigitalen Bereich, bei Pilzkrankungen.
- Bei Alkalischäden der Haut, Austrocknung durch entfettende Reinigungsmittel (Berufsdermatiden), Ekzemen, trockener Haut durch häufiges Händewaschen und Desinfizieren (Ärzte, Klinik- und Praxispersonal).
- Zur Intervalltherapie.

### Eigenschaften

- Ohne Parabene.
- Zieht sehr schnell ein, klebt nicht.
- Trocknet die Haut nicht aus.
- Hohe Akzeptanz beim Patienten.
- Mit Vitamin E und Allantoin.

Sebexol® Creme-Lotio ist eine O/W-Emulsion. Sie behindert die Hautatmung nicht, da kein Okklusiv-effekt vorhanden ist. Es entsteht kein Hitzestau. Sie wirkt kühlend nach dem Sonnenbad und UV-Bestrahlung.

Sebexol® Creme-Lotio macht die Haut geschmeidig und zart, regeneriert den natürlichen Feuchtigkeitsgehalt, verbessert die Elastizität und vermindert das Spannungsgefühl.

Bei verändertem pH-Wert der Haut stellt Sebexol® Creme-Lotio das natürliche Säuremilieu wieder her. Darüber hinaus unterstützt sie die Abwehrfunktion und stabilisiert den natürlichen Säureschutzmantel der Haut.

### Anwendungsweise

Leicht in die Haut einmassieren.  
Sparsam verwendbar, da sehr ergiebig.

Anwendungs-Tipps bei starken Schuppen oder Schuppenflechte am Kopf erhalten Sie über unsere Website.

### Zusammensetzung

Aqua, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Paraffinum Liquidum, Isopropyl Myristate, Isopropyl Lanolate, Allantoin, Natrium Cetearyl Sulfate, PCA, Potassium Sorbate, Natrium Hydroxide, Tocopheryl Acetate (Vitamin E), Citric Acid, Dimethicone, Hexylcinnamal, Benzyl Salicylate, Citronellol, Butylphenyl Methylpropional, Limonene, Linalool, Alpha-Isomethyl Ionone, Parfum.

### Packungsgrößen

50 ml PZN -04688499  
150 ml PZN -02577956  
500 ml PZN -02705348

Wir empfehlen, die 500 ml-Flasche mit unserem hygienischen und praktischen Dosierspender auszurüsten, PZN -02705360.

Er kann für die nächste Flasche wieder verwendet werden.

### Hinweise für Ärzte und Apotheker

Sebexol® Creme-Lotio wird auch als Rezeptgrundlage eingesetzt.

Ausführliche Informationen mit Hinweisen und Tipps zur Einarbeitung von Wirkstoffen, Angaben zur Identitätsprüfung und chargenbezogene Analysenzertifikate sind als PDF Datei auf unserer Homepage abrufbar: [www.sebexol.de](http://www.sebexol.de) unter dem Navigationspunkt „Fachkreise“.

